



Ficha técnicas Sensores 4-Tect

Nombre	Sensores ICG 4Tect - Adulto
Referencia	N1208-5
Tamaño	Sensor individual: 50 mm de diámetro Sensor doble: 46 mm x 88 mm
Propósito	Medición de estudio ICG junto con equipos Medis ICG
Aplicación	Un sólo uso, a piel intacta
Contenido por bolsa	2 x sensor individual ICG 4Tect, 1 x sensor doble ICG 4Tect
Contenido por caja	50 bolsas
Tipo de electrodo	Gel sólido, Ag/AgCl, Libre de Látex
Material de revestimiento	'VITO Medvlies 4' para ambos tipos de sensor
Tamaño del perno prisionero	3.9 mm
Usar antes de	2 años posteriores a su producción

Dimensiones



Etiqueta de la bolsa



Etiqueta de la caja

